



# Engrapadoras circulares Laparoscópicas

UNA GAMA COMPLETA DE AVANZADAS ENGRAPADORAS CIRCULARES PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES DE LOS CIRUJANOS



Estándar  
&  
Extra larga



**Yunque plegable único de 90 grados**  
Para una extracción fácil y segura a través de anastomosis, minimizando posible trauma al tejido



**Arandela de corte mejorada**  
Da al cirujano una retroalimentación clara del disparo



**Autobloqueo del cartucho y yunque**  
Previene deslizamiento fuera del tejido y elimina el problema del regreso del yunque durante la acción de disparo

### **Diseño Hermético**

Diseño hermético para cirugía laparoscópica, previene la pérdida de neumoperitoneo

# ENGRAPADORAS CIRCULARES LAPAROSCÓPICAS



## Función de velocidad dual

Al cerrar el instrumento, en las etapas finales de cierre, el cierre obtenido por cada vuelta a la perilla de cierre es menor que al inicio. Proporciona un mejor control en la acción de cierre, el tejido se comprime de forma más segura para evitar posibledaño.



## Diseño de seguridad dual patentado

Previene la activación  
accidental

# ENGRAPADORAS CIRCULARES LAPAROSCÓPICAS

## Producto

## Descripción



FCSLWAF21	21mm, seguridad dual, yunque plegable, 4.5mm de alto de grapa, Extra largo
FCSLWAF25	25mm, seguridad dual, yunque plegable, 4.8mm de alto de grapa, Extra largo
FCSLWAF29	29mm, seguridad dual, yunque plegable, 4.8mm de alto de grapa, Extra largo
FCSLWAF32	32mm, seguridad dual, yunque plegable, 5.0mm de alto de grapa, Extra largo
FCSLWAF33	33mm, seguridad dual, yunque plegable, 5.0mm de alto de grapa, Extra largo



FCSME21	21mm, seguridad dual, yunque plegable, 4.5mm de alto de grapa
FCSME24	24mm, seguridad dual, yunque plegable, 4.5mm de alto de grapa
FCSME26	26mm, seguridad dual, yunque plegable, 4.8mm de alto de grapa
FCSME29	29mm, seguridad dual, yunque plegable, 4.8mm de alto de grapa
FCSME32	32mm, seguridad dual, yunque plegable, 5.0mm de alto de grapa

**TECNOIMAGEN**

[www.tecnoimagen.com.ar](http://www.tecnoimagen.com.ar) | 0810 333 8273