



Engrapadora lineal

¡Característica de seguridad única!

La ventana del indicador de color muestra diferentes colores para las diferentes fases de disparo y reduce la posibilidad de una operación incorrecta



-  *Estatus primario*
-  *Estatus de semicerrado*
-  *Estatus de cerrado completo*
-  *Estatus posterior a disparo*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Código del Producto	Descripción
FLSLF30 3.5mm	Engrapadora Lineal con indicador de color 30mm, 3.5mm de alto de grapa
FLSLF30 4.8mm	Engrapadora Lineal con indicador de color 30mm, 4.8mm de alto de grapa
FLSLF45 3.5mm	Engrapadora Lineal con indicador de color 45mm, 3.5mm de alto de grapa
FLSLF45 4.8mm	Engrapadora Lineal con indicador de color 45mm, 4.8mm de alto de grapa
FLSLF60 3.5mm	Engrapadora Lineal con indicador de color 60mm, 3.5mm de alto de grapa
FLSLF60 4.8mm	Engrapadora Lineal con indicador de color 60mm, 4.8mm de alto de grapa
FLSLF90 3.5mm	Engrapadora Lineal con indicador de color 90mm, 3.5mm de alto de grapa
FLSLF90 4.8mm	Engrapadora Lineal con indicador de color 90mm, 4.8mm de alto de grapa
(FLSL)H3.5A	Unidad de recarga para Engrapadora Lineal 30mm, 3.5mm de alto de grapa
(FLSL)H4.8A	Unidad de recarga para Engrapadora Lineal 30mm, 4.8mm de alto de grapa
(FLSL)H3.5B	Unidad de recarga para Engrapadora Lineal 45mm, 3.5mm de alto de grapa
(FLSL)H4.8B	Unidad de recarga para Engrapadora Lineal 45mm, 4.8mm de alto de grapa
(FLSL)H3.5C	Unidad de recarga para Engrapadora Lineal 60mm, 3.5mm de alto de grapa
(FLSL)H4.8C	Unidad de recarga para Engrapadora Lineal 60mm, 4.8mm de alto de grapa
(FLSL)H3.5E	Unidad de recarga para Engrapadora Lineal 90mm, 3.5mm de alto de grapa
(FLSL)H4.8E	Unidad de recarga para Engrapadora Lineal 90mm, 4.8mm de alto de grapa

La información presentada en este material está destinada únicamente a la descripción y promoción del producto. Panther Healthcare tiene el poder de interpretación relevante. Consulte la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de usar cualquier producto de Panther Healthcare. Para más detalles y actualizaciones favor de dirigirse al sitio web de Panther Healthcare: www.pantherhealthcare.com

TECNOIMAGEN

www.tecnoimagen.com.ar | 0810 333 8273