



Premium es el nuevo estandar

Spark

Establecer un nuevo estándar Premium

Llevando los procedimientos de reducción permanente del pelo al siguiente nivel, el tratamiento de láser de diodo Spark 808nm presenta una nueva variedad sorprendente de velocidades, enfoques de tratamiento personalizados, enfriamiento al contacto y cero tiempo de inactividad, lo que lo convierte en la elección definitiva para la clínica moderna.



Estandarizando características premium

Equipado con cinco modos de tratamiento y un medidor de melanina, el Spark vuelve simple y fácil brindar los mejores tratamientos y más seguros para todo tipo de piel, incluidas las pieles bronceadas.



5 MODOS DE TRATAMIENTO

Presentamos el primer dispositivo que ofrece todos los modos de tratamiento en un solo sistema. Los cinco modos están diseñados para ofrecer tratamientos seguros y efectivos para todo tipo de pieles (I-VI), lo que permite un tratamiento enfocado en obtener resultados optimizados.

1. Potente – Hasta 40J/cm
2. Medio – Energía acumulativo
3. Rápido e indoloro – 10J/cm² to 10 Hz
4. 100ms – Perfecto para el tono de piel V
5. 400ms - Perfecto para el tono de piel VI



SIN TIEMPO DE INACTIVIDAD

Flujo de trabajo rápido y cero esperas entre tratamientos. Un enfriamiento interno avanzado mantiene el dispositivo a bajas temperaturas centrales y asegura que el Spark siempre este listo para usar.



MEDIDOR DE MELANINA

Ayuda a los profesionales a evitar riesgos de quemaduras y ofrecer tratamientos personalizados, el Melanin-Meter es un pequeño dispositivo de diagnóstico que genera programas de tratamientos individualizados basados en lecturas de la piel del paciente.



Aplicadores ALS Y LLD

La gama de aplicadores de láser de diodo de 808 nm de FormaTK proporciona la solución definitiva para procedimientos de depilación permanente. Los potentes aplicadores ALD y LLD aprovechan lo último en desarrollo tecnológico para ofrecer resultados superiores a velocidades asombrosas y con seguridad sin compromisos.

TRATAMIENTOS RÁPIDOS Y SIN DOLOR

Disfrutando de lo mejor de ambos mundos con el modo Rápido e indoloro, ahora puede ofrecer tratamientos sin dolor a velocidades asombrosas de hasta 10 pulsos por segundo. Clínicamente probado y aprobado por la FDA, el modo Rápido e indoloro se puede usar en todo tipo de piel, incluida la piel bronceada.

ENFRIAMIENTO POR CONTACTO

La tecnología Frame & Sapphire refrigera la punta a 4°C aumentando la comodidad del paciente y reduciendo los riesgos de quemaduras durante los tratamientos. Al utilizar toda la superficie de la punta del aplicador, la tecnología Frame & Sapphire crea un efecto refrescante más homogéneo que ayuda a mantener la piel más fresca durante más tiempo.



Aspectos destacados de los aplicadores

- Modo de tratamiento rápido e indoloro
- Tamaños de punta pequeños (1,2 cm²) y grandes (4,5 cm²)
- Enfriamiento de marco y zafiro hasta 4 grados centígrados
- Número de pulsos extendido garantizado
- 5 modos de tratamiento
- Diodo potente de 1250 W: fabricado en EE. UU.
- Dos modos especialmente diseñados (100ms, 400ms) para pieles oscuras (V/VI)

Sobre FormaTK

FormaTK Systems es un desarrollador y fabricante global de tecnologías y dispositivos orientados al mercado médico estético.

Fundada en 2008 por un grupo de veteranos de la industria, FormaTK ha presentado y continúa presentando una nueva gama de productos que empodera a los profesionales y establece un nuevo estándar de calidad.

Nuestra fortaleza principal se basa en el compromiso de desafiar las normas actuales e impulsar los límites tecnológicos existentes al combinar nuestra amplia experiencia en I + D, nuestro enfoque clínico multidisciplinario y la cooperación profunda con nuestros socios globales.

Todos nuestros productos están diseñados, desarrollados y fabricados con tecnología de punta en nuestros laboratorios y sometidos a los más rigurosos controles de calidad. Los procedimientos clínicos son todos basados en una extensa investigación clínica.



Efectividad en todo tipos de pieles

Reducción permanente del pelo



Después de 8 sesiones



Reducción permanente del pelo



Después de 3 sesiones




Reducción permanente del pelo



Después de 8 sesiones



Reducción permanente del pelo



Después de 2 sesiones



Spark ficha técnica

808 nm Láser de Diodo

	ALD (Advanced Laser Diode)	LLD (Large Laser Diode)
Energía	Hasta 120 J	Hasta 135 J
Velocidad	Hasta 10 Hz	Hasta 3 Hz
Tamaño de la punta	ALD 10X12 (1.2cm ²)	LLD 30X15 (4.5cm ²)
Modos de pulso	Potente, Medio, Rápido, 100ms, 400ms	
Enfriamiento	Frame & Sapphire refrigeración hasta 4° C	
Medidor de melanina	Melanine-Meter	
Tamaño de pantalla	10,4 pulgadas	
Dimensiones	Alto= 55 cm Alto = 50 cm Profundidad = 53 cm	
Peso	23 Kg	
Alimentación	100-264 Voltios	50-60 Hz
Idiomas	Multi-lingual	

Formatk
Taking Care of you.

TECNOIMAGEN

www.tecnoimagen.com.ar | 0810 333 8273