

NOVUMA®

Relleno Dérmico
Estimulador de colágeno

CaHA

REVELÁ TU

Magia


BURGEON

burgeon.me

Presentado BioSphere Tech

EL GENIO
DETRAS DE

NOVUMA[®]

Esta tecnología avanzada impulsa
la producción natural de colágeno,
logrando una piel firme, suave
y radiante.

Redescubrase con BioSphere Tech.



Revolución de la piel

El poder del colágeno

El secreto del colágeno y su rol en su piel

El colágeno es una proteína esencial que aporta firmeza y resistencia a la piel. Con el tiempo, su producción disminuye, causando pérdida de elasticidad y la aparición de arrugas. NOVUMA activa los fibroblastos para aumentar la síntesis de colágeno, logrando una piel más joven, luminosa e hidratada. La falta de colágeno debilita el soporte estructural de la piel.



Logre una piel vibrante Con rejuvenecimiento avanzado

**Técnicas avanzadas diseñadas
para revitalizar su piel.**

A través de inyecciones profundas, se estimula la actividad de los fibroblastos y el colágeno tipo III se convierte en colágeno tipo I. Este proceso mejora considerablemente la calidad y grosor de la piel, resultando en una apariencia más saludable y radiante.

Con el aumento de la producción de elastina, la piel se vuelve más flexible y definida, mejorando tanto la textura como la elasticidad. Experimente los profundos beneficios de la renovación celular y logre una piel juvenil y resplandeciente.



Gracias a las microesferas de CaHA de 25-45 micrones, muestra eficazmente su efecto en la zona aplicada.



Estimula los fibroblastos, cuya función disminuye con el envejecimiento, y aumenta su cantidad.



Los fibroblastos sintetizan proteínas de soporte en el tejido conectivo, como colágeno, elastina y ácido hialurónico.



En la piel con mayor contenido de proteínas, los signos de envejecimiento como arrugas y sequedad disminuyen, otorgando a la piel una apariencia más juvenil.



Las arrugas y los hundimientos desaparecen, el equilibrio de humedad de la piel se restablece y la piel recobra una apariencia más saludable y luminosa.



Su excelente estructura de microesferas garantiza una efectividad continua a lo largo de su duración activa.




Se absorbe por completo al finalizar su vida útil sin dejar residuos, ya que no es descompuesto por los macrófagos que normalmente eliminan las moléculas en la piel.

BioSphere Tech en Acción


Una textura de piel envejecida y deformada antes de la aplicación.

1




Efecto lifting instantáneo después de la aplicación.

2




Generación de colágeno iniciada por la estimulación de fibroblastos a través de un efecto mecánico.

3




Revitalizando la piel al mejorar su calidad y ofreciendo una apariencia luminosa y suave a largo plazo.

4







Brillar Regenerar Sostener

**Descubra el futuro de la estética
con Novuma.**

¡Redefina su concepto de belleza! Novuma está aquí para revelar el resplandor natural de su piel y proporcionar una juventud y luminosidad sostenibles. Con su fórmula innovadora, nutre profundamente la piel mientras la revitaliza. Descubra Novuma para una piel más saludable, luminosa y de aspecto más joven.

Descubra la estética del futuro hoy.

novuma®



Descripción general



Seguridad

Certificado CE y registrado en más de 40 países.



Contenido

Microesferas de CaHA al 56-62% (p/p) en un gel portador de Carboximetilcelulosa, con un radio de microesfera de 25-45 micrones.



Durabilidad

Efecto duradero de 12 a 24 meses.



Efectividad

Efecto relleno instantáneo, rejuvenecimiento de la piel, lifting y contorno, y aumento de colágeno mediante estimulación de fibroblastos.



Estructura de gel

Facil de inyectar



Packaging

1 x 1.5cc

- **Potente efecto lifting y corrección**

Proporciona un lifting y corrección instantáneos gracias a su efecto reafirmante.

- **Aplicación simple**

Se aplica sin esfuerzo con una baja fuerza de extrusión de menos de 5 Newtons.



- **Biocompatible**

Un Relleno biocompatible y biodegradable.

- **Contenido de tecnología avanzada**

Contiene hidroxapatita de calcio suspendida en un gel portador de carboximetilcelulosa.

- **Altos estándares de producción**

Fabricado de acuerdo con la norma ISO Clase 7.

- **Efecto de modelado intenso**

Ofrece un efecto de modelado intenso y preciso debido a la elevada concentración de microesferas en el gel portador.

Tecnología cerámica avanzada de **NOVUMA**[®]

Superficie Suave

La estructura lisa y redonda de las microesferas de hidroxapatita de calcio (CaHA) minimiza la fricción entre el tejido y la cerámica, reduciendo el riesgo de formación de granulomas. Esta configuración optimizada garantiza una excelente biocompatibilidad con la piel, proporcionando resultados más naturales y estéticamente armoniosos.

Tamaño de Partícula Optimizado

Para evitar la fagocitosis, el tamaño de las partículas debe mantenerse entre 25 y 45 micrones. Las microesferas con un diámetro inferior a 25 micrones son rápidamente eliminadas por el sistema inmunológico, impidiendo su efectividad. Novuma preserva este rango ideal para asegurar una eficacia óptima y prolongada.

Estructuras Cristalinas de Alta Densidad

Las microesferas formadas por grandes estructuras cristalinas presentan una densidad superior, lo que mejora significativamente la capacidad de modelado del relleno dérmico. Las microesferas de hidroxapatita de calcio (CaHA) empleadas en Novuma están diseñadas para ofrecer una mayor estabilidad, prolongando la duración del tratamiento y maximizando sus beneficios.

Composición Exclusiva

La innovadora composición de Novuma proporciona un efecto rejuvenecedor natural y duradero cuando se aplica a nivel dérmico. La combinación de estructuras cristalinas de gran tamaño y partículas de CaHA en su proporción óptima garantiza un tratamiento altamente eficaz y seguro.



Baja fuerza de extrusión
Composición cerámica Homogénea






novuma®


Áreas de aplicación

Novuma ofrece resultados inmediatos y naturales, potenciando el colágeno y proporcionando un efecto lifting.



*El proceso de registro para las aplicaciones manuales de Novuma aún no está completo; sin embargo, otros implantes que contienen CaHA se utilizan de manera segura. No se han reportado efectos adversos importantes por el uso "fuera de indicación" de Novuma.

Técnicas de inyección



Protocolo

Desbloquee el poder de la precisión con el protocolo de aplicación de **novuma**®

En el ámbito de la estética médica, es crucial capacitar a los profesionales con información precisa y accesible. Por eso hemos diseñado meticulosamente un protocolo de aplicación integral para Novuma. Este protocolo sirve como una guía completa, asegurando una integración fluida de Novuma en su práctica y ofreciendo resultados óptimos para sus pacientes.

Con este protocolo, nuestro objetivo es apoyarlo para lograr los mejores resultados posibles con Novuma, mejorando tanto la satisfacción del paciente como la reputación de su práctica.

Abrace el futuro de los rellenos dérmicos con Novuma y desbloquee un nuevo nivel de excelencia en la medicina estética.

FAQ



Novuma: ¿Qué es y para qué se utiliza?

Novuma es un biostimulador que aumenta la síntesis de colágeno mediante la estimulación de las células fibroblásticas, cuya actividad disminuye después de los veinte años. Debido a diversos factores genéticos, hormonales y ambientales, la piel que ha perdido grosor, elasticidad y luminosidad, con líneas más pronunciadas y flacidez, puede lograr una apariencia más juvenil gracias al efecto biostimulador.

¿Cuánto tiempo tarda en ser visible el resultado después de la aplicación?

Aunque el efecto lifting comienza a ser notable rápidamente, el efecto completo se observa entre 8 y 12 semanas. Este período puede variar según factores individuales como el grosor de la piel, la edad, enfermedades crónicas, y el consumo de tabaco y alcohol. El efecto alcanza su máximo en el *quinto mes.

¿Cuánto dura el efecto?

La duración del efecto puede variar según factores individuales como el consumo de tabaco y té, enfermedades sistémicas, exposición al sol y el cuidado rutinario diario. El efecto disminuye completamente entre 12 y 24 meses.

¿Existen efectos secundarios?

Hasta la fecha, no se han reportado efectos secundarios específicos relacionados con Novuma o su ingrediente activo. Los efectos no deseados observados son síntomas locales que ocurren debido a las intervenciones durante la aplicación, los cuales desaparecen en poco tiempo.

¿Qué distingue a Novuma de otros rellenos de CaHA?

Novuma se distingue de todos los demás rellenos por dos características importantes: una fuerza de extrusión en la jeringa de 5 Newtons y un mayor porcentaje en peso de densidad de CaHA.

¿La piel se vuelve más flácida después de que finaliza el efecto de Novuma?

Aunque no existe un estudio científico publicado sobre este tema, considerando el método de aplicación, el mecanismo de acción, los resultados de los efectos y la completa absorción por parte del cuerpo dentro de los 3 años posteriores al procedimiento, se predice que esto no causará más flacidez, según la experiencia compartida por los médicos en práctica.

¿Cuántas dosis se pueden usar en una sola área en una aplicación?

Para evitar la formación de nódulos o granulomas, se deben observar los límites de aplicación intradérmica segura. Hasta la fecha, no se han reportado efectos secundarios relacionados con sobredosis. Se recomienda seguir las dosis indicadas en nuestro protocolo.

¿Cuántas dosis se pueden usar en diferentes áreas por día?

Hasta la fecha, no se han reportado efectos secundarios relacionados con sobredosis. Las aplicaciones pueden realizarse en diferentes áreas en una sola sesión.

BURGEON *Social*

 /burgeon.me

 /BurgeonBiotechnology

 /Burgeon Biotechnology





**Entrenamiento
online**

**Webinars
En vivo**

**Entrenadores
Experimentados**

Burgeon E-Academy

Burgeon E-Academy es una plataforma de formación integral para profesionales que desean especializarse en medicina estética y rellenos dérmicos. Equipado con videos de capacitación, documentos en PDF y materiales interactivos, E-Academy se enriquece con las contribuciones de nuestros principales Líderes de Opinión Clave en el campo.

TECNOIMAGEN

www.tecnoimagen.com.ar | 11-4582-2222

novuma[®]
Para todos

