

el nuevo



EVOLVE X

de **INMODE**



TRANSFORM

TRANSFORMACIÓN TOTAL DEL CUERPO

*Tecnología de Escultura Corporal y
Tonificación Muscular de Manos Libres*



REMODELACIÓN DE LA PIEL, TRATAMIENTO DE LA GRASA Y TONIFICACIÓN MUSCULAR NO INVASIVOS Y DE MANOS LIBRES



EvolveX es la plataforma definitiva de manos libres que **transforma el contorno corporal total** y lo lleva al siguiente nivel. Los pacientes siguen buscando alternativas sin cirugía para remodelación corporal. Tensar la piel, tratar la grasa, esculpir el abdomen, levantar los glúteos y tonificar las caderas.


EvolveX es el único sistema tecnologías clínicamente probada:

» Transform (Bipolar RF + EMS)

Los procedimientos pueden combinarse para ofrecer **tratamientos sinérgicos por capas** para producir resultados transformadores consistentes que remodelan **la piel, se dirigen al tejido adiposo y tonifican los músculos.**

La versatilidad de las multimodalidades de EvolveX **permite planes de tratamiento combinados, personalizables y repetibles**, para satisfacer la demanda de los pacientes de procedimientos no quirúrgicos y sin tiempo de inactividad. El diseño de manos libres y la tecnología inteligente programable hacen de EvolveX **el dispositivo ideal para el distanciamiento social**, lo que permite reducir el contacto cara a cara entre el paciente y el médico durante los procedimientos.

Asegúrese de que su práctica en la creciente tendencia de remodelación corporal con EvolveX.



DR. J. STUBBS

PERFIL DE SEGURIDAD MEJORADO MEDIANTE TECNOLOGÍA INTELIGENTE PROGRAMABLE

- » Los indicadores visuales incorporados se iluminan a medida que cada aplicador alcanza la configuración óptima, proporcionando actualizaciones sobre el progreso del tratamiento.
- » La pantalla de tratamiento EvolveX LCD permite a los médicos controlar visualmente el efecto de cada aplicador en cualquier momento durante el procedimiento.
- » Las tecnologías EvolveX RF y EMS se pueden utilizar de forma segura y eficaz en todo tipo de piel.
- » EvolveX está diseñado con un botón de llamada del paciente para permitir a los clientes pausar fácilmente los tratamientos y hacer que el personal de la clínica realice ajustes si es necesario.

Potencia de Salida:	Hasta 50 W
Frecuencia de Salida:	1 MHz
Corte de Temperatura:	Monitoreo de temperatura en tiempo real para todos los aplicadores activos. Operador seleccionable hasta 43°C
Tiempos de Tratamiento Personalizados:	Los incrementos de 5 minutos permiten que los procedimientos se adapten completamente a las necesidades específicas del paciente.





MAXIMICE SUS INGRESOS Y SUS RESULTADOS

- » El diseño de manos libres y la tecnología programable de EvolveX permiten que su consultorio reasigne el tiempo del médico y del clínico a otros pacientes y tratamientos mientras EvolveX está en uso.
- » EvolveX expande su práctica al ofrecer planes de tratamiento combinados a un amplio rango de pacientes. Con EvolveX, tiene la flexibilidad de proporcionar procedimientos personalizados y repetibles que generan un flujo de ingresos recurrente.
- » Tecnologías eficaz sin consumibles que maximizan la rentabilidad de la práctica.

TECNOIMAGEN

www.tecnoimagen.com.ar 11-4582-2222

|



I N M O D E