

COMEN



STAR5000E


Monitor Fetal & Materno

STAR5000E

Monitor Fetal & Materno



- Pantalla plegable, fácil de observar.



Admite el almacenamiento de datos y actualización de software mediante memoria USB externa. Tarjeta SD externa opcional, para transferencia de datos.




Manija oculta portátil.



- Pantalla LED de 5,6".
- Batería de iones de litio de alta capacidad incorporada, más de 2 horas de tiempo de funcionamiento.
- Impresora de 150 mm de ancho. Ranura de papel extraíble especial, fácil para reemplazar y observar el papel.
- Admite impresión en tiempo real de 30 mm/min, 20 mm/min, 10 mm/min e impresión de revisión de forma de onda fetal de alta velocidad de 25 mm/seg.
- Compatibilidad con impresión temporizada.
- Alarmas audio/visuales de 3 niveles.

- Sistema avanzado de gestión de archivos de pacientes.
- Conteo de FM manual/automática, sistema automático de puntuación del estado fetal.
- Indicador de intensidad de señal FHR, verificación de canal cruzado de gemelos.
- 60 horas de revisión de forma de onda en tiempo real
- Función de monitoreo temporizado, evite el monitoreo de horas innecesarias.
- Conexión de estación de monitoreo central inalámbrica y por cable.



COMEN Comparte con el mundo

TECNOIMAGEN

www.tecnoimagen.com.ar | 0810 333 8273